

CHE COSA È ENFIT®?

Negli ultimi anni la nutrizione artificiale si è diffusa con estrema velocità ed è diventata un punto di riferimento interdisciplinare sia nel Sistema Sanitario Italiano che in tutto il resto del mondo.

Il crescere delle procedure ha purtroppo generato un aumento degli incidenti correlati alla nutrizione artificiale che a volte hanno causato danni gravi al paziente ed anche il decesso. La maggior parte di questi incidenti sono derivati da errore umano dovuto ad una errata gestione delle connessioni dei vari cateteri connessi al paziente.

Da tempo le Aziende del settore si sono unite per cercare uno standard che consentisse di rendere più sicura la nutrizione artificiale, creando delle connessioni che riducessero al minimo la possibilità di errore. La GEDSA (Global Enteral Device Supplier Association), società composta dalle Aziende produttrici di dispositivi per la nutrizione enterale, ha identificato un nuovo connettore standard che nel prossimo futuro sarà utilizzato in tutti i dispositivi medici per la nutrizione enterale. Questa connessione prende il nome di ENFIT® e segue lo standard ISO 80369-3.

Grazie a questo tipo di connessione ci sarà totale incompatibilità tra i dispositivi per la nutrizione enterale e quelli per gli accessi venosi, riducendo drasticamente il rischio di somministrazione di sostanze improprie nel sistema circolatorio.

Halyard Health, Azienda leader nel settore dei dispositivi dedicati alla nutrizione enterale, si è da subito attivata per rendere i propri sistemi compatibili con questo nuovo standard in modo da anticipare il più possibile i tempi per l'adozione della nuova normativa.

The image shows a close-up of hands holding a clear plastic tube. Overlaid on this is a circular graphic containing a white line drawing of the ENFit connector, which consists of a cylindrical part with a hexagonal base and a corresponding hexagonal hole in the tube. The text 'ENFit®' is written in white to the left of the circular graphic.

ENFit®

80369-3

A circular logo with a blue background and white text. The text reads 'Stay Connected' in a bold, sans-serif font. Below the text, in a smaller font, is the acronym 'GEDSA'. The logo is positioned in the bottom right corner of the image.

Stay
Connected

GEDSA